

EEBD Ocenco M-20.2

Ocenco M20.2 to niewielki, bezobsługowy aparat uciezkowy EEBD o 15-letnim okresie użytkowania. Jego solidna, kompaktowa i bezproblemowa konstrukcja sprawiła, że stało się jednym z wiodących urządzeń uciezkowych stosowanych w przemyśle morskim i offshore.


- Szybki i łatwy w użyciu
- Lekkie i kompaktowe – można łatwo nosić na pasie
- Niski koszt w całym cyklu użytkowania
- Maksymalna ochrona



Ocenco M20.2 EEBD to urządzenie oddechowe przeznaczone do ewakuacji, zaprojektowane z myślą o maksymalnej niezawodności przy minimalnej obsłudze. Dzięki wyjątkowej 15-letniej żywotności oraz całkowicie bezobsługowej konstrukcji eliminuje konieczność corocznych przeglądów serwisowych, prób hydrostatycznych czy kosztownych inspekcji na lądzie. Poza prostą comiesięczną kontrolą wizualną nie są wymagane żadne dodatkowe działania przez cały okres użytkowania, co czyni je ekonomiczną alternatywą dla tradycyjnych EEBD zasilanych sprężonym powietrzem już od pierwszego roku użytkowania.

Urządzenie dostarcza do 32 minut tlenu, w zależności od poziomu aktywności użytkownika. Dzięki regulowanemu na żądanie przepływowi tlenu zapewnia optymalne warunki przetrwania i pozwala na efektywne wykorzystanie dostępnego zapasu. Aparat można założyć w kilka sekund – wystarczy otworzyć obudowę, włożyć ustnik i zacisk na nos, a następnie w razie potrzeby założyć kaptur na głowę. Zapewnia to intuicyjną obsługę nawet w sytuacjach ewakuacyjnych o wysokim poziomie stresu.

Kompaktowa i wytrzymała konstrukcja sprawia, że M20.2 doskonale nadaje się do pracy w ograniczonych przestrzeniach, a możliwość wygodnego noszenia na pasie zapewnia, że urządzenie jest zawsze pod ręką. Dzięki długiej żywotności, łatwości obsługi, możliwości noszenia przy sobie oraz sprawdzonej niezawodności, Ocenco M20.2 stało się jednym z najczęściej używanych urządzeń EEBD w światowym przemyśle morskim i offshore.



Specyfikacja techniczna

- Czas oddychania: 15-32 minutes
 - Żywotność: 15 years
 - Temperatura składowania: -20°C to 65°C
 - Wymagane przeglądy: inspekcja wizualna
 - Czas zakładnia: poniżej 10 sekund
 - System dostarczania tlenu: automatyczna aktywacja, tlen skompresowany, przepływ regulowany na żądanie
 - Waga: 1.4 kg
 - Wymiary M-20.2 EEBD: 17 x 17 x 7.6 cm
 - Wymiary pomaraczowego pudełka do składowania: 21 x 23 x 10 cm
 - Dopuszczenia: MED, MER, USCG (NIOSH)
-